

プロトロンビン時間-INR に関するお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたびプロトロンビン時間-INR (PT-INR) の製品間差による
経口抗凝固療法の注意事項について、試薬販売元より連絡がございました
ので、取り急ぎお知らせ申し上げます。

敬白

記

● 対象検査項目 : プロトロンビン時間-INR (PT-INR)

● 注意事項 :

同一患者様の経口抗凝固療法のモニターにあたり、院内検査と院外検査
で異なる測定試薬を使用して PT-INR をモニターするような場合、測定試
薬の製品間差により PT-INR 値に差が生じ、経口抗凝固薬の投与量が誤っ
て変更される危険性があります。

つきましては、2種類の製品の測定値 (PT-INR) を混在して経口抗凝固
療法のモニターを実施する場合には、測定試薬の互換性に注意していただ
きますようお願い致します。

参考：当社で使用しているプロトロンビン時間測定用試薬名
「トロンボプラスチン・Cプラス」 試薬販売元 シスメックス株式会社