

新規実施項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記検査項目を新たに受託開始いたしますので、
ご利用いただきたくご案内いたします。
何卒、ご高承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

- 実施日 : 平成20年 10月 20日 (月) ご依頼分より
- 新規実施項目 : 結核菌 Nested PCR (胸水)
- 受託要項 :

項目コード	項目名	検体量	容器	保存	実施料判断料	所要日数	検査方法	備考
2589	結核菌 Nested PCR (胸水)	胸水 1.0mL	F2	凍結	未収載	4~6 日	Nested PCR	本検査ではコンタミネーションの影響が大きくなりますので、検体採取に当たっては、取扱いに十分ご注意ください。 M.bovis BCG の一部の亜株は検出できない可能性があります。 判定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果等と合わせて担当医師が総合的に判断してください。

◆ 検査の概要

現在、Nested PCR 法で髄液中の結核菌 DNA を高感度に検出する「結核性髄膜炎 TB-PCR 検査」を受託しております。「結核性髄膜炎 TB-PCR 検査」の測定原理を利用した胸水中の結核菌 DNA 検出の基礎検討を行った結果、髄液と同様の良好な結果が得られました。

つきましては、胸水中に微量に存在する結核菌 DNA の高感度検出法として「結核菌 Nested PCR (胸水)」の受託を開始いたします。本検査は結核性胸膜炎の補助診断として有用です。

この新規実施項目の受託に伴い、以下の検査項目の検査項目名を変更致します。

● 変更内容 :

項目コード	検査項目	変更箇所	新	現
2590	結核菌髄膜炎 TB-PCR 検査	検査項目名	結核菌 Nested PCR (髄液)	結核菌髄膜炎 TB-PCR 検査
		報告書 印字名称	TB NESTED PCR:髄液	結核性髄膜炎 TB-PCR